

**Contenitori per campioni con Tappo per controllo manomissione, PS e PP****LLG Labware**

Contenitori per campioni con tappo per controllo manomissione, PS e PP. Bianchi con coperchio per evidenziare manomissioni. Contenitori multiuso ad esempio per conservazione o trasporto di campioni.



Code	Description	Packaging
LLG09402350	Contentitore antimanomissione, 40 ml, Ø 36mm, h 52mm, PS, coperchio PE-LD	10 pz
LLG09402353	Contentitore antimanomissione, 100 ml, Ø 58mm, h 58mm, PP, coperchio PP	10 pz
LLG09402356	Contentitore antimanomissione, 250 ml, Ø 64mm, h 95mm, PS, coperchio PE-LD	10 pz
LLG09402359	Contentitore antimanomissione, 1000 ml, Ø 116mm, h 116mm, PP, coperchio PP	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

