



Scatola portavetrini in cartone

Bergmann Kartonagen

Scatola portavetrini in cartone. Per vetrini di dimensioni 76 x 26 mm. In cartone rivestito in similcuoio nero. Coperchio incernierato con clips di chiusura.



Code	Description	Packaging
LLG09161210	Scatola portavetrini per 100 vetrini dim. 76 x 26 mm	1 pz
LLG09161215	Scatola portavetrini per 50 vetrini, dim. 76 x 26 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

