

**Torcia elettrica Lumatic Spot****TFA Dostmann**

Torcia elettrica Lumatic Spot. LED CREE 3 Watt, range fino a 120m, zoom o focalizzazione per luce diffusa. Alloggiamento in alluminio durevole, a prova di schizzi, con tracolla e borsa, 3 batterie da 1.5V AAA.



Code	Description	Packaging
LLG09156233	Torcia elettrica, Lumatic Spot	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

