

**Sterilizzatore a fiamma schuett easyflame****schuett-biotec**

Sterilizzatore a fiamma schuett easyflame. Dispositivo mobile per scordonatura e sterilizzazione a fiamma. Con accensione piezoelettrica e controllo di alimentazione del gas. Regolazione all'infinito della fiamma. Massima sicurezza operativa. Per usi brevi, la fiamma resta attivata fino a quando viene premuto il pulsante. Per funzionamento continuo con chiave di blocco.

schuett easyflame per uso con propano / butano

1. Adatto con cartucce di gas con 7/16 filetto di collegamento, es. CG 1750, Express 444, AT 2000.

2. Adattatori per cartucce di gas CV 360 o CP 250 opzionali.

schuett easyflameplus per il collegamento gas naturale e propano/butano con tubi di sicurezza gas

1. Tubo per gas naturale, per fornitura di gas dalla centrale, per un facile collegamento del dispositivo (portagomma inclusa)

2. Tubo per gas propano / butano con raccordo ($\frac{1}{4}$ filo-sinistra-mano) per l'uso di adattatori cartuccia gas o bombole di gas con riduttore di pressione.

Abbinamento adattatori C 206 CV e 300/470 (già dotato di tubo di sicurezza gas, 0,5 m e riduttore). Tubi di sicurezza per gas in altre lunghezze sono fornibili su richiesta.

Caratteristiche

Dimensioni (LxPxH): 260x90x60 mm

Peso: circa 350 g



Code	Description	Packaging
LLG06260874	Adattatore CV 360 (solo per LLG09018794)	1 pz
LLG06266817	Adattatore CP 250 (solo per LLG09018794)	1 pz
LLG06266818	Sterilizzatore a fiamma Easyflame, per gas naturale e gas propano/butano	1 pz
LLG09018794	Sterilizzatore a fiamma Easyflame	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

