

**Bruciatore multigas Teclu, Ms-Ni****BOCHEM**

Bruciatore multigas Teclu, Ms-Ni. Con rubinetto. Regolazione aria, max. 1300°C.
Rivestimento in gomma antiscivolo sotto la base che assicura una stabilità assoluta.



Code	Description	Packaging
LLG09018292	Bunsen multigas Teclu con rubinetto, h 160 mm, potenza 0,5-3 kW	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

