

**Pinza per bicchieri, in acciaio inossidabile****ISOLAB**

Pinza per bicchieri, in acciaio inossidabile. Pinza per bicchieri con lunghezza 300 mm prodotta in acciaio inossidabile. Le ganasce isolate sono utilizzate per tenere tutti i tipi di beakers.



Code	Description	Packaging
LLG06237287	Pinza per bicchiere, lungh. 300 mm, per beakers con volume fino a 1000 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

