



Pinzette per vetrini coprioggetto, autobloccanti

LLG Labware

Pinzette per vetrini coprioggetto, autobloccanti. Acciaio inossidabile 4301.



Code	Description	Packaging
LLG09160380	Pinze per vetrini coprioggetto, lungh. 105 mm, diritte	1 pz
LLG09160381	Pinze per vetrini coprioggetto, lungh. 105 mm, curve	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

