

**Bottiglie bocca larga, con tappo a vite, PE-LD, confezione economy****LLG Labware**

Bottiglie bocca larga, con tappo a vite, PE-LD, confezione economy. Trasparenti, con tappo. La larga apertura fa sì che le bottiglie siano facili da riempire e da pulire, a tenuta. Ideali per liquidi, paste e granulati.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09073510 | Bottiglia collo largo, 50 ml, Ø 39 mm, h 76 mm, Ø filettatura est. 32 mm    | 50 pz     |
| LLG09073511 | Bottiglia collo largo, 100 ml Ø 48 mm, h 93,5 mm, Ø filettatura est. 32 mm  | 20 pz     |
| LLG09073512 | Bottiglia collo largo, 250 ml Ø 64 mm, h 120 mm, Ø filettatura est. 40 mm   | 10 pz     |
| LLG09073513 | Bottiglia collo largo, 500 ml Ø 77 mm, h 154 mm, Ø filettatura est. 50 mm   | 10 pz     |
| LLG09073514 | Bottiglia collo largo, 1000 ml Ø 95 mm, h 205 mm, Ø filettatura est. 65 mm  | 4 pz      |
| LLG09073516 | Bottiglia collo largo, 2000 ml Ø 120 mm, h 247 mm, Ø filettatura est. 65 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

