

**Bottiglie bocca larga, con tappo a vite, PE-LD, confezione economy****LLG Labware**

Bottiglie bocca larga, con tappo a vite, PE-LD, confezione economy. Trasparenti, con tappo. La larga apertura fa sì che le bottiglie siano facili da riempire e da pulire, a tenuta. Ideali per liquidi, paste e granulati.



Code	Description	Packaging
LLG09073510	Bottiglia collo largo, 50 ml, Ø 39 mm, h 76 mm, Ø filettatura est. 32 mm	50 pz
LLG09073511	Bottiglia collo largo, 100 ml Ø 48 mm, h 93,5 mm, Ø filettatura est. 32 mm	20 pz
LLG09073512	Bottiglia collo largo, 250 ml Ø 64 mm, h 120 mm, Ø filettatura est. 40 mm	10 pz
LLG09073513	Bottiglia collo largo, 500 ml Ø 77 mm, h 154 mm, Ø filettatura est. 50 mm	10 pz
LLG09073514	Bottiglia collo largo, 1000 ml Ø 95 mm, h 205 mm, Ø filettatura est. 65 mm	4 pz
LLG09073516	Bottiglia collo largo, 2000 ml Ø 120 mm, h 247 mm, Ø filettatura est. 65 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

