

**Contenitore portavetrini in PP****Kartell**

Contenitore portavetrini in PP. Robusto contenitore per conservare o spedire 5 vetrini spessi o 10 vetrini sottili. Tappo a vite con raccordo per piombatura. Quando il tappo è aperto i vetrini sporgono di circa 10 mm in modo da agevolarne il prelievo.



Code	Description	Packaging
LLG09161395	Contentitore portaoggetti, Ø int. 45 mm, Altezza 90 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

