

**Cestello per colorazione vetrini**

Glaswarenfabrik Karl Hecht

Cestello per colorazione vetrini. In vetro. Per 10 vetrini portaoggetto da 76 x 26 fino a 50 mm. Collocabile nella vaschetta LLG09163281 (non fornita). Manico opzionale.



Code	Description	Packaging
LLG09163280	Cestello per colorazione vetrini, Largh. 30 mm, Lungh. 85 mm, h 45 mm	1 pz
LLG09163284	Manico ad archetto	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

