



Vaschetta per colorazione

Glaswarenfabrik Karl Hecht

Vaschetta per colorazione. In vetro. Per l'alloggiamento del cestello per colorazione dei vetrini, cod. LLG09163280 (non fornito).



Code	Description	Packaging
LLG09163281	Vaschetta per colorazione in vetro dim. 85x105x70 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

