

**Bottiglie bocca larga con Tappo a vite Economy Tipo 2189, PE-HD/PP****Nalge**

Bottiglie bocca larga con tappo a vite Economy Tipo 2189, PE-HD/PP. Con tappo a vite in PP. Bottiglie economiche e resistenti alle rotture. Tenuta garantita per campionamento, spedizione e conservazione sicuri. Bottiglie traslucide che consentono di vedere il livello del liquido. EPA: materiale della bottiglia specificato per un'ampia varietà di composti inorganici ed analisi elementari.



Code	Description	Packaging
LLG09103228	Bottiglie Economy, PE-HD, tipo 2189, cap.all'orlo 30 ml, chiusura 28 mm	72 pz
LLG09103229	Bottiglie Economy, PE-HD, tipo 2189, cap.all'orlo 60 ml, chiusura 28 mm	72 pz
LLG09103230	Bottiglie Economy, PE-HD, tipo 2189, cap.all'orlo 125 ml, chiusura 38 mm	72 pz
LLG09103231	Bottiglie Economy, PE-HD, tipo 2189, cap.all'orlo 250 ml, chiusura 43 mm	72 pz
LLG09103232	Bottiglie Economy, PE-HD, tipo 2189, cap.all'orlo 500 ml, chiusura 53 mm	48 pz
LLG09103233	Bottiglie Economy, PE-HD, tipo 2189, cap.all'orlo 1000 ml, chiusura 63 mm	24 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

