

**Bottiglie bocca larga con Tappo a vite Economy Tipo DS2185, PE-HD/PP, marroni****Nalge**

Bottiglie bocca larga con tappo a vite Economy Tipo DS2185, PE-HD/PP, marroni. Con tappo ambrato in PP. Proteggono i campioni sensibili alla luce dalla trasmissione della luce UV/VIS durante il campionamento, la spedizione o lo stoccaggio. La bocca larga consente il facile recupero dei campioni prelevati e riduce le turbolenze durante il riempimento. Bottiglie per uso singolo campione. A tenuta.



Code	Description	Packaging
LLG09103236	Bottiglie bocca larga, PE-HD ambrate, cap.all'orlo 125 ml, chiusura 38	72 pz
LLG09103237	Bottiglie bocca larga, PE-HD ambrate, cap.all'orlo 250 ml, chiusura 43	72 pz
LLG09103238	Bottiglie bocca larga, PE-HD ambrate, cap.all'orlo 500 ml, chiusura 53	48 pz
LLG09103239	Bottiglie bocca larga, PE-HD ambrate, cap.all'orlo 1000 ml, chiusura 63	24 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

