

**Omogenizzatore a ultrasuoni, SONOPULS HD 4200****Bandelin**

Omogenizzatore ad ultrasuoni, SONOPULS HD 4200. Per volumi 5 a 1000 ml.
Apparecchiatura base pronta all'uso per volumi da 20 ml a 900 ml composta da:

- generatore GM 4200
- convertitore ultrasuoni UW 200
- attacco standard SH 200 G
- sonda titanio TT 213, diam. 13mm

Generatore HF Dimensioni (L x P x H): GM 4200 150 x 335 x 220 mm

Convertitore UW 200 Dimensioni (Ø x L): 70 x 150 mm

Sonde al titanio (Ø): 3 / 4,5 / 6 / 9 / 13 / 16 / 25 mm (non inclusi)



Code	Description	Packaging
LLG07971467	Omogenizzatore ad ultrasuoni SONOPULS HD 4200	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

