

**Rifrattometro di Abbe AR4****A. Krüss Optronic**

Rifrattometro di Abbe AR4. Rifrattometro classico per solidi e liquidi. Colorazione e opacità influenzano scarsamente i risultati delle misure. L'utilizzo è semplice e lo strumento può essere calibrato facilmente tramite il piatto di calibrazione (incluso). Illuminazione a LED (che garantisce lunga durata di utilizzo), termometro digitale, cella opzionale per misure a flusso e connessioni per termostato esterno.

Specialità: scala regolabile, prisma a temperatura controllata.

Specifiche

- Termometro: digitale da -40 a +120°C
- Illuminazione: scala luminosa, luce LED (590nm) per prisma di misura
- Dimensioni: 140x100x270mm
- Peso: 4.4 kg
- Alimentazione: 1100V / 220V, selezionabile



Code	Description	Packaging
LLG09801110	Rifrattometro di Abbe AR4 , range di misura 1.3000-1.7000nD0-95 % Brix	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

