

**Rifrattometri manuali portatili****A. Krüss Optronic**

Rifrattometri manuali portatili. Strumenti di precisione per un veloce uso quotidiano. Varie scale e funzioni assicurano che esiste un rifrattometro adatto ad ogni area applicativa.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04662319 | Rifrattometri manuali HRB 82-T, Range 45 ¼ 82 %Brix, Precisione 0,2 %Brix | 1 pz |
| LLG04662321 | Rifrattometri manuali portatili, HRS10-T | 1 pz |
| LLG09801142 | Rifrattometri manuali HRT32, range misura 0-32% Brix precisione 0.2% Brix | 1 pz |
| LLG09801150 | Rifrattometri manuali HR900, range misura 0-90% Brix precisione 0.2% Brix | 1 pz |
| LLG09801151 | Rifrattometri manuali HR901, range misura 1333-1517 nD precisione 0.0005 nD | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

