

**Rifrattometri manuali portatili****A. Krüss Optronic**

Rifrattometri manuali portatili. Strumenti di precisione per un veloce uso quotidiano. Varie scale e funzioni assicurano che esiste un rifrattometro adatto ad ogni area applicativa.



Code	Description	Packaging
LLG04662319	Rifrattometri manuali HRB 82-T, Range 45 ¼ 82 %Brix, Precisione 0,2 %Brix	1 pz
LLG04662321	Rifrattometri manuali portatili, HRS10-T	1 pz
LLG09801142	Rifrattometri manuali HRT32, range misura 0-32% Brix precisione 0.2% Brix	1 pz
LLG09801150	Rifrattometri manuali HR900, range misura 0-90% Brix precisione 0.2% Brix	1 pz
LLG09801151	Rifrattometri manuali HR901, range misura 1333-1517 nD precisione 0.0005 nD	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

