

**Apparecchiatura per determinare una digestione anaerobica****Behr**

Apparecchiatura per determinare una digestione anaerobica.

Lo strumento completo consiste di:

- Bagno termostatico con termostato per 6 unità eudiometriche complete di pinze per tubi eudiometrici
 - 6 unità eudiometriche con bottiglie da 500 ml, tubi eudiometrici graduati, rubinetto, tubo di collegamento e bulbo di livellamento
 - Agitatore magnetico in serie, per uso in bagno ad acqua per agitare 6 bottiglie, cad. da 500 ml, con unità di controllo separata
- Specifiche tecniche:

- Dim. (LxPxH): 850 x 330 x 360 mm
- Peso: 16 kg



Code	Description	Packaging
LLG09843850	Bagno in PVC con termostato per 6 unità eudiometro, 850x330x360 mm	1 pz
LLG09843851	Unità eudiometro: tubo eudiometro, bottiglia per livellamento e laboratorio	1 pz
LLG09843852	Agitatore magnetico per bagno ad acqua per agitare 6 bottiglie da 500ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

