

**Apparecchiatura per determinare una digestione anaerobica****Behr**

Apparecchiatura per determinare una digestione anaerobica.

Lo strumento completo consiste di:

- Bagno termostatico con termostato per 6 unità eudiometriche complete di pinze per tubi eudiometrici
  - 6 unità eudiometriche con bottiglie da 500 ml, tubi eudiometrici graduati, rubinetto, tubo di collegamento e bulbo di livellamento
  - Agitatore magnetico in serie, per uso in bagno ad acqua per agitare 6 bottiglie, cad. da 500 ml, con unità di controllo separata
- Specifiche tecniche:

- Dim. (LxPxH): 850 x 330 x 360 mm
- Peso: 16 kg



Code	Description	Packaging
LLG09843850	Bagno in PVC con termostato per 6 unità eudiometro, 850x330x360 mm	1 pz
LLG09843851	Unità eudiometro: tubo eudiometro, bottiglia per livellamento e laboratorio	1 pz
LLG09843852	Agitatore magnetico per bagno ad acqua per agitare 6 bottiglie da 500ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

