

**Termometro con display TRACEbro****EBRO**

Termometro per frigoriferi TRACEbro. Termometro di massima/ minima per monitoraggio della temperatura nei frigoriferi. Visualizzazione della temperatura effettiva e dei valori limite minimo/massimo impostati.

Caratteristiche

- Largo display digitale
- Allarme acustico e visivo quando vengono superati i valori limite
- Il sensore di temperatura esterno si trova in una bottiglia di glicole o in una capsula di metallo, a seconda del dispositivo
- Con opzione di calibrazione su 3 punti
- Con certificato di calibrazione di fabbrica per -20 e 60 °C
- Range temperatura sensore esterno -50...70°C
- Range temperatura sensore interno 0...50 °C
- Risoluzione 0,1 °C
- Accuratezza -20...40 °C; +/- 0,5 °C/+/- 1,0 °C per il restante range temperatura
- Lunghezza cavo: 3 m
- Materiale alloggiamento: ABS
- Classe di protezione: IP20
- Dimensioni (LxPxH): 100x23x110 mm
- Alimentazione: 1xAAA





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

