

**MaxQ 4000, agitatore orbitale con ampia camera****Thermo Scientific**

MaxQ 4000, agitatore orbitale con ampia camera.

- Ampia camera in grado di contenere fino a 6 beute da 2 L
- Visualizzazione simultanea di velocità, tempo e temperatura su tre display luminosi distinti
- Possibilità di scelta tra tre campi di regolazione
- Coperchio trasparente che consente di vedere i campioni senza modificare l'atmosfera interna della camera
- Scelta tra sistema operativo analogico o digitale
- Tripla trasmissione eccentrica in grado di gestire cariche pesanti garantendo un'agitazione uniforme e un funzionamento continuo 24 ore su 24, anche ad alte velocità
- Visualizzazione simultanea di velocità, durata e temperatura su tre singoli display LED
- Calibrazione della velocità da parte dell'utilizzatore
- Sensori di sbilanciamento del carico
- Funzione di avvio dolce
- Funzione di protezione termica con termostato indipendente per una sicurezza maggiore in caso di guasto del controller termico principale
- Cinque anni di garanzia sulle parti, un anno di lavoro e LIFETIME sul meccanismo

Piattaforme e supporti da ordinare separatamente.

Caratteristiche

- Range velocità, rpm: da 15 a 500, ± 1 rpm digitale; 40 to 400, ± 1 rpm analogico
- Accuratezza temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ a 37°C
- Funzionamento: da 0.1 ore a 999 ore o da 0.1 minuti a 999 minuti
- Dimensioni (L x P x H): 813 x 572 x 559 mm
- Alimentazione: 240V, 50/60Hz



Code	Description	Packaging
LLG04011051	Agitatore refrigerato, analogico, RT - 15/60 °C, max 22,7 kg, amp.19 mm	1 pz
LLG04011061	Agitatore con incubazione, digitale, RT +10/80 °C, max 22,7 kg, amp. 19 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

