

**Microcentrifuga 5425/5425 R****Eppendorf****Microcentrifuga 5425/5425 R.**

Le microcentrifughe 5425 e 5425 R sono silenziose e offrono caratteristiche eccezionali per un'ampia gamma di applicazioni di biologia molecolare e cellulare in provette Eppendorf e PCR da 0,2 a 5 ml.

La centrifuga refrigerata 5425 R con il suo sistema di raffreddamento avanzato offre un controllo preciso della temperatura per l'elaborazione di campioni sensibili alla temperatura.

- Coperchio Eppendorf QuickLock® a tenuta di aerosol per una manipolazione facile e sicura.
- Funzioni software eccezionali (ad esempio rampe di accelerazione e decelerazione regolabili, funzione breve senza pressione costante del tasto).
- Programma rotore esteso (ad es. rotore da 5,0 ml, rotore estraibile per strisce PCR).
- Design OptiBowl® per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore.
- Blocco del coperchio con un solo dito per un utilizzo ergonomico.
- Capacità massima del rotore: 10 provette da 5,0 ml.
- Velocità massima: $21.300 \times g$ Velocità: $21.300 \times g$ (15.060 giri/min).



Code	Description	Packaging
LLG04709816	Microcentrifuga 5425/5425 R, Tipo 5425, Max. rcf 21300 x g, Velocità 100 ... 15.060 1/min, Per contenitori 24 x 1,5/2,0 ml, senza raffreddamento, 51 db(A), Dimensioni (LxPxH) 240 x 390 x 240 mm	1 pz
LLG06495821	Microcentrifuga 5425/5425 R, Tipo 5425 R, Max. rcf 21300 x g, Velocità 100 ... 15.060 1/min, Per contenitori 24 x 1,5/2,0 ml, con raffreddamento, Temperatura -10 ... 40 °C, 54 db(A), dimensioni (LxPxH) 290 x 480 x 260 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

