

**Microcentrifuga 5425/5425 R****Eppendorf**

Microcentrifuga 5425/5425 R.

Le microcentrifughe 5425 e 5425 R sono silenziose e offrono caratteristiche eccezionali per un'ampia gamma di applicazioni di biologia molecolare e cellulare in provette Eppendorf e PCR da 0,2 a 5 ml.

La centrifuga refrigerata 5425 R con il suo sistema di raffreddamento avanzato offre un controllo preciso della temperatura per l'elaborazione di campioni sensibili alla temperatura.

- Coperchio Eppendorf QuickLock® a tenuta di aerosol per una manipolazione facile e sicura.
- Funzioni software eccezionali (ad esempio rampe di accelerazione e decelerazione regolabili, funzione breve senza pressione costante del tasto).
- Programma rotore esteso (ad es. rotore da 5,0 ml, rotore estraibile per strisce PCR).
- Design OptiBowl® per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore.
- Blocco del coperchio con un solo dito per un utilizzo ergonomico.
- Capacità massima del rotore: 10 provette da 5,0 ml.
- Velocità massima:  $21.300 \times g$  Velocità:  $21.300 \times g$  (15.060 giri/min).



| Code        | Description                                                                                                                                                                                                                  | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04709816 | Microcentrifuga 5425/5425 R, Tipo 5425, Max. rcf 21300 x g, Velocità 100 ... 15.060 1/min, Per contenitori 24 x 1,5/2,0 ml, senza raffreddamento, 51 db(A), Dimensioni (LxPxH) 240 x 390 x 240 mm                            | 1 pz      |
| LLG06495821 | Microcentrifuga 5425/5425 R, Tipo 5425 R, Max. rcf 21300 x g, Velocità 100 ... 15.060 1/min, Per contenitori 24 x 1,5/2,0 ml, con raffreddamento, Temperatura -10 ... 40 °C, 54 db(A), dimensioni (LxPxH) 290 x 480 x 260 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

