



Essiccatori con tubolatura, vetro borosilicato 3.3, Rubinetto SJ 24/29 e Piastra in porcellana

Bohemia Cristal

Essiccatori con tubolatura, vetro borosilicato 3.3, rubinetto SJ 24/29 e piastra in porcellana. Essiccatori in vetro Borosilicato 3. 3,a tenuta di vuoto. Il rubinetto ha un diametro esterno di circa 9mm.



Code	Description	Packaging
LLG06226934	Essiccatori in vetro boro 3.3, DN 150 , Ø est. 210 mm, Ø piatto 140 mm	1 pz
LLG06226935	Essiccatori in vetro boro 3.3, DN 200 , Ø est. 269 mm, Ø piatto 190 mm	1 pz
LLG06226936	Essiccatori in vetro boro 3.3, DN 250 , Ø est. 329 mm, Ø piatto 240 mm	1 pz
LLG06227443	Essiccatori in vetro boro 3.3, DN 300 , Ø est. 392 mm, Ø piatto 290 mm	1 pz
LLG09042815	Essiccatori in vetro boro 3.3, DN 100 , Ø est. 151 mm, Ø piatto 90 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

