




Essiccatori con tubolatura, vetro borosilicato 3.3, Rubinetto SJ 24/29 e Piastra in porcellana

Bohemia Cristal

Essiccatori con tubolatura, vetro borosilicato 3.3, rubinetto SJ 24/29 e piastra in porcellana.
Essiccatori in vetro Borosilicato 3.3, a tenuta di vuoto. Il rubinetto ha un diametro esterno di circa 9mm.



Code	Description	Packaging
LLG06226934	Essiccatori in vetro boro 3.3, DN 150 , Ø est. 210 mm, Ø piatto 140 mm	1 pz
LLG06226935	Essiccatori in vetro boro 3.3, DN 200 , Ø est. 269 mm, Ø piatto 190 mm	1 pz
LLG06226936	Essiccatori in vetro boro 3.3, DN 250 , Ø est. 329 mm, Ø piatto 240 mm	1 pz
LLG06227443	Essiccatori in vetro boro 3.3, DN 300 , Ø est. 392 mm, Ø piatto 290 mm	1 pz
LLG09042815	Essiccatori in vetro boro 3.3, DN 100 , Ø est. 151 mm, Ø piatto 90 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

