

**Data Logger USB standard EBI 300****EBRO**

Data Logger USB standard EBI 300.

- Per monitoraggio della temperatura in relazione alle problematiche HACCP / IFS o altre merci deperibili
- Trasporto di prodotti freschi, freddi e congelati
- Monitoraggio di frigoriferi e congelatori
- Valutazione senza software

Vantaggi:

- Accesso ai dati in ogni luogo con il report in PDF generato automaticamente e qualsiasi software PDF
- Con EBI 300 è facile ridurre al minimo la formazione, gli errori dell'utilizzatore ed i costi IT, grazie al software standard di facile utilizzo
- Assicura l'integrità dei dati, visto che non è possibile nessuna manipolazione dei dati stessi
- Conforme EN 12830, ATP, VO(EG) 37/2005
- Incluso certificato di calibrazione in fabbrica
- Programmabile online tramite configuratore gratuito sul sito www.ebi300.com

Caratteristiche

Range di misura senza sonda: da -30°C a +70°C

Range di misura con sonda TPC 300: da -35°C a +70°C

Accuratezza: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-20 a +40°C); $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ per il restante range di misura

Risoluzione: 0.1°C

Memoria: 40.000 campioni

Sensore: NTC per temperatura

Durata batteria: fino a due anni

Periodo di misura: da 1 minuto a 24 ore

Massimo partenza ritardata: 72 ore

Materiale: policarbonato

Modi di misura: Start/Stop, ciclo infinito, avvio con bottone

Allarmi: limite alto e basso

Peso: 35g

Classe di protezione: IP 65

Software di programmazione: Winlog.basic, Winlog.light e Winlog.pro



Code	Description	Packaging
LLG06266910	Data Logger temperatura e umidità EBI 300 TH	1 pz
LLG06266911	Data Logger temperatura EBI 300 TE	1 pz
LLG07655865	Data Logger EBI 300 USB con certificato di calibrazione	1 pz
LLG09908017	Supporto a muro EBI 300 WM2	1 pz
LLG09908027	Sonda esterna NTC per data logger EBI 300	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

