



pH/Ion metro SevenCompact S220

Mettler Toledo

pH/Ion metro SevenCompact™ S220. Il nuovo display a colori con le icone ben progettate ed il menu delle impostazioni in 10 lingue, rende l'utilizzo veramente intuitivo. Range applicativo che parte da misure di routine, per proseguire con analisi di campioni, gestione dati e archivio dati, in accordo con le norme GLP. Il design semplicemente innovativo, incontra le esigenze di un misuratore pH/Ion universale, di facile utilizzo.

- Strumento di facile utilizzo per utenti esigenti
- Sicurezza ed alta riproducibilità grazie al Sensore di Gestione Intelligente (ISM®)
- Qualità delle misure migliorata grazie al supporto di calibrazione professionale
- Pacchetto di servizio globale, completo di IQ/OQ
- Interfacce integrate USB e RS232 per lo scambio dei dati

Fornito con:

S220-Basic: strumento, porta-elettrodo, copertina di protezione, istruzioni operative, guida rapida, dichiarazione di conformità e certificato di prova.

S220-Kit: come S220-Basic con in aggiunta InLab® Expert Pro-ISM, guida alla misura del pH e 2 sacchetti di tamponi per pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.00.

S220-Bio: come S220-Kit ma con il kit di cavi InLab® Routine Pro-ISM al posto del InLab® Expert Pro-ISM.

S220-U: come per S220-Kit ma con InLab® Versatile Pro al posto di InLab® Expert Pro-ISM

Specifiche:

Range pH: da -2.000 a 20.000

Accuratezza relativa pH: ± 0.002

Risoluzione pH definibile dall'utilizzatore: 0.001 / 0.01 / 0.1

Range-mV: da -2000.0 a 2000.0

Accuratezza mV-relativi: ± 0.2

Risoluzione-mV definibile dall'utilizzatore: 0.1 / 1

Range concentrazione-Ioni: 1.00E-9 a 9.99E+9

Accuratezza concentrazione-Ioni: $\pm 0.5\%$

Range temperatura

MTC: da -30.0 a 130.0°C

ATC: da -5.0 a 130.0°C

Accuratezza temperatura: $\pm 0.1^\circ\text{C}$

Display: 4.3", TFT colore

Alimentatore esterno: 9-12V / 10W





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

