



Bottiglie per campioni d'acqua, PET, senza tiosolfato di sodio, confezione singola

**ISOLAB**

Bottiglie per campioni d'acqua, in PET trasparente, senza tiosolfato di sodio, confezione singola.

Ideali per il campionamento ambientale e delle acque.

- Sterili;
- A tenuta;
- Pareti spesse;
- Angoli resistenti allo schiacciamento.



| Code        | Description                                                                                                       | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04712667 | Bottiglia per campionamento acque 125 ml, senza tiosolfato, dim (L x p x H) 56 x 56 x 90 mm, GL50, conf. sing.    | 130 pz    |
| LLG04712668 | Bottiglia per campionamento acque 250 ml, senza tiosolfato, dim. (L x p x H) 60 x 60 x 116 mm, GL50, conf. sing.  | 72 pz     |
| LLG04712669 | Bottiglia per campionamento acque 500 ml, senza tiosolfato, dim. (L x p x H) 70 x 70 x 145 mm, GL50, conf. sing.  | 42 pz     |
| LLG04712670 | Bottiglia per campionamento acque 1000 ml, senza tiosolfato, dim. (L x p x H) 90 x 90 x 174 mm, GL50, conf. sing. | 22 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

