

**Bottiglie per campioni d'acqua, PET, con tiosolfato di sodio, confezione singola****ISOLAB**

I flaconi con tiosolfato di sodio (20 mg/l - secondo lo standard ISO/FIS 19458/2006) sono ideali per le analisi dell'acqua in cui il cloro può modificare la composizione del campione.

- Sterile.
- A tenuta.
- Pareti spesse.
- Angoli resistenti alla frantumazione.
- In PET trasparente.



Code	Description	Packaging
LLG04712675	Bottiglia per campionamento acque 125 ml, con tiosolfato, dim. (L x p x H) 56 x 56 x 90 mm, GL50, conf. sing.	130 pz
LLG04712676	Bottiglia per campionamento acque 250 ml, con tiosolfato, dim (L x p x H) 60 x 60 x 116 mm, GL50, conf. sing.	72 pz
LLG04712677	Bottiglia per campionamento acque 500 ml, con tiosolfato, dim. (L x p x H) 70 x 70 x 145 mm, GL50, conf. sing.	42 pz
LLG04712678	Bottiglia per campionamento acque 1000 ml, con tiosolfato, dim. (L x p x H) 90 x 90 x 174 mm, GL50, conf. sing.	22 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

