

**Agitatori con raffreddamento MKR 13 / MKR 23****Hettich**

Termo Agitatori con raffreddamento MKR 13 / MKR 23. I Termo Agitatori sono usati per temperare e miscelare soluzioni in provette chiuse e piastre. Essi possiedono un range applicativo di temperatura veramente esteso così come un ampio range di opzioni di programmazione. Per raffreddamento, riscaldamento e miscelazione di campioni.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG09777200	Thermomixer MKR 13	1 pz
LLG09777202	Thermomixer MKR 23	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

