

**Termostati a blocchi TH 21 / TK 23****Hettich**

Termostati a blocchi TH 21 / TK 23. I Blocchi Termostatici sono utilizzati per il tempraggio di soluzioni in provette di reazione chiuse e piastre. Essi si distinguono per la loro elevata accuratezza di temperatura e per i loro numerosi campi applicativi, grazie a d oltre 30 diversi blocchi intercambiabili.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?

Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG09777212	Termostato a blocchi con raffreddamento TK 23	1 pz
LLG09777214	Termostato a blocchi con raffreddamento TH 21	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

