

**Sistemi di aspirazione di sicurezza serie AA, AC e AZ****Hettich**

Sistemi di aspirazione di sicurezza serie AA, AC e AZ. I Sistemi di Aspirazione DITABIS sono studiati per l'aspirazione controllata di liquidi da tipici contenitori per laboratorio come cuvette, provette, micropiastre, capsule petri o bottiglie rotonde. Sono anche adatti per la dispensazione di liquidi biologici o rifiuti chimici e filtrazione di liquidi tramite sistemi filtranti.- Pompa da vuoto a membrana- Bottiglia da 2L o 4L con blocco rapido, filtro, inserti per ventilazione e attacco in silicone 3MCaratteristiche della serie AA:- La pompa da vuoto a membrana si accende e si spegne automaticamente - AA 02/04 con 1 maniglia- AA 24 con Bottiglia da 4L, 2 maniglie e connettore Y- Espandere il sistema automatico di aspirazione aggiungendo fino a 4 posti di lavoro e ridurre le spese e per ogni utenteCaratteristiche della serie AC:- Pompa a membrana con spegnimento manuale- Bottiglia da 2L o 4LCaratteristiche della serie AZ:- Piccola pompa da vuoto a membrana- Bottiglia da 2L o 4L- Porta Bottiglia opzionale



Code	Description	Packaging
LLG09777220	Sistemi aspirazione AA 02, bott.2 L, 160x230x470mm pompa 30/100 L/min/mbar	1 pz
LLG09777221	Sistemi aspirazione AA 04, bott.4 L, 160x230x530mm pompa 30/100 L/min/mbar	1 pz
LLG09777222	Sistemi aspirazione AA 24, bott. 4 L,160x230x530mm pompa 30/100 L/min/mbar	1 pz
LLG09777223	Sistemi aspirazione AC 02, bott. 2L, 160x230x470mm pompa 15/100 L/min/mbar	1 pz
LLG09777224	Sistemi aspirazione AC 04, bott. 4 L, 160x230x530mm pompa 15/100 L/min/mbar	1 pz
LLG09777225	Sistemi aspirazione AZ 02, bott. 2 L, 85x165x65*mm pompa 4/250 L/min/mbar	1 pz
LLG09777226	Sistemi aspirazione AZ 04, bott. 4 L, 85x165x65*mm pompa 4/250 L/min/mbar	1 pz