

**Sistemi di aspirazione di sicurezza serie AA, AC e AZ****Hettich**

Sistemi di aspirazione di sicurezza serie AA, AC e AZ. I Sistemi di Aspirazione DITABIS sono studiati per l'aspirazione controllata di liquidi da tipici contenitori per laboratorio come cuvette, provette, micropiastre, capsule petri o bottiglie rotonde. Sono anche adatti per la dispensazione di liquidi biologici o rifiuti chimici e filtrazione di liquidi tramite sistemi filtranti. - Pompa da vuoto a membrana - Bottiglia da 2L o 4L con blocco rapido, filtro, inserti per ventilazione e attacco in silicone 3M

Caratteristiche della serie AA: - La pompa da vuoto a membrana si accende e si spegne automaticamente - AA 02/04 con 1 maniglia - AA 24 con Bottiglia da 4L, 2 maniglie e connettore Y - Espandere il sistema automatico di aspirazione aggiungendo fino a 4 posti di lavoro e ridurre le spese per ogni utente

Caratteristiche della serie AC: - Pompa a membrana con spegnimento manuale - Bottiglia da 2L o 4L

Caratteristiche della serie AZ: - Piccola pompa da vuoto a membrana - Bottiglia da 2L o 4L - Porta Bottiglia opzionale



Code	Description	Packaging
LLG09777220	Sistemi aspirazione AA 02, bott.2 L, 160x230x470mm pompa 30/100 L/min/mbar	1 pz
LLG09777221	Sistemi aspirazione AA 04, bott.4 L, 160x230x530mm pompa 30/100 L/min/mbar	1 pz
LLG09777222	Sistemi aspirazione AA 24, bott. 4 L,160x230x530mm pompa 30/100 L/min/mbar	1 pz
LLG09777223	Sistemi aspirazione AC 02, bott. 2L, 160x230x470mm pompa 15/100 L/min/mbar	1 pz
LLG09777224	Sistemi aspirazione AC 04, bott. 4 L, 160x230x530mm pompa 15/100 L/min/mbar	1 pz
LLG09777225	Sistemi aspirazione AZ 02, bott. 2 L, 85x165x65*mm pompa 4/250 L/min/mbar	1 pz
LLG09777226	Sistemi aspirazione AZ 04, bott. 4 L, 85x165x65*mm pompa 4/250 L/min/mbar	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

