

**Misuratore multiparametrico MultiLab® Pro 40 IDS****WTW**

Misuratore digitale multiparametrico con 4 canali di misura isolati galvanicamente per misurare pH, ORP, mV, conducibilità, ossigeno, ISE e torbidità. Ciò consente di misurare contemporaneamente fino a 4 parametri identici o diversi. Ideale per compiti impegnativi, anche in aree critiche (GxP).

Il luminoso display touch da 7", con speciale vetro touchscreen, è resistente all'alcol e ai disinfettanti e può essere utilizzato con i guanti.

Metodi predefiniti, documentazione automatizzata, backup dei metadati e manuale d'uso semplificano la gestione e ottimizzano il flusso di lavoro.

- Pronto per i moduli IDS (Intelligent Digital Sensors);
- Riconoscimento dei sensori digitali;
- Possibilità di connessione dei sensori via cavo o wireless;
- Set di buffer preimpostati e definibili;
- Calibrazione QSC;
- Funzione di lettura automatica;
- Pronto per LIMS: facile integrazione nei sistemi LIMS esistenti;
- I metadati memorizzati vengono trasferiti in modo sicuro attraverso la rete LAN;
- Esportazione dei dati anche in formato PDF/A, JSON e csv;
- Interfacce: 2 x USB-A e 1 x Ethernet;
- Compatibile GxP.



| Code        | Description                                            | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04712714 | Misuratore multiparametrico serie MultiLab® Pro 40 IDS | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

