

**Data Logger alta precisione USB EBI 310****EBRO**

Data Logger alta precisione USB EBI 310.

- Creazione automatica del report in PDF con valori di tempo/temperatura
- Trasporto di droghe, inoculanti, emoderivati e prodotti primari
- Trasporto di tutti i prodotti sensibili alla temperatura
- Design semplice che minimizza i costi per il suo impiego ed errori del personale
- Eliminazione di costose e lunghe procedure IQ/OQ grazie al software standardizzato e processi report standard
- GMP, conforme alla legislazione farmaceutica; EN 12830, ATP, VO (EG) 37/205 conformi, 21 CFR Part 11 conforme (Winlog.basic)
- Attributi:- Porta USB per PC e Notebook
- Facile sostituzione della batteria
- Principio semaforo per superamento dei limiti
- Impermeabile
- Programmabile tramite configuratore online gratuito sul su www.ebi300.com

Specifiche

Temperatura operativa: da -30°C a +75°C

Accuratezza: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (da -30°C a +30°C) $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ per il range rimanente

Risoluzione: 0.1°C

Sensore: Pt1000 / NTC

Canale: 1

Capacità memoria: 120,000 misure

Durata batteria: 2 anni

Peso con batteria: 35g

Classe di protezione: IP 65



Code	Description	Packaging
LLG06266912	Data Logger temperaura e umidità EBI 310 TH	1 pz
LLG06266913	Data Logger temperaura EBI 310 TE	1 pz
LLG07643731	Data logger per temperatura con sensore esterno e adattatore a due canali t	1 pz
LLG09908098	Data Logger alta precisione USB EBI 310	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

