




Eprouvettes graduées, SAN, forme haute, classe B, graduations moulées

VITLAB

Eprouvettes graduées, SAN, forme haute, classe B, graduations moulées

Forme haute, transparent. Graduation moulée et marquages circulaires sur les points principaux, calibrée IN. Les tolérances sont conformes à la catégorie B selon la norme DIN 12681 / ISO 6706. Pied hexagonal pour une bonne stabilité. L'exposition à des températures au dessus de 60°C peut affecter la précision. Compatible alimentaire (possibilité de contact avec des aliments conformément à la réglementation (EC) N° 10/2011).



Code	Description	Packaging
LLG07009011	Eprouvettes graduées, SAN, forme haute,	1 pz
LLG07009014	Eprouvettes graduées, SAN, forme haute,	1 pz
LLG07009017	Eprouvettes graduées, SAN, forme haute, classe B, graduations moulées, Capacité 250 ml, Grad. 2,00 ml, Tolérance 2,00 ± ml, Ø 47 mm, Hauteur 315 mm	1 pz
LLG07009020	Eprouvettes graduées, SAN, forme haute, classe B, graduations moulées, Capacité 500 ml, Grad. 5,00 ml, Tolérance 5,00 ± ml, Ø 61 mm, Hauteur 350 mm	1 pz
LLG07009023	Eprouvettes graduées, SAN, forme haute, classe B, graduations moulées, Capacité 1000 ml, Grad. 10,00 ml, Tolérance 10,00 ± ml, Ø 76 mm, Hauteur 415 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

