



Pipettatore

ISOLAB

Pipettatore per pipette fino a 100 ml.

L'impugnatura ergonomica e leggera e il corpo ben bilanciato garantiscono una pipettaggio senza fatica.

La pompa è in grado di riempire una pipetta da 25 ml in meno di 4 secondi.

La velocità della pompa può essere regolata su 8 diversi livelli.

- Le batterie agli ioni di litio consentono 8 ore di funzionamento continuo;

- Filtro PTFE idrofobo sostituibile da 0,45 m;

- Con adattatore in silicone.

La fornitura include: pipettatore, caricabatterie, supporto a parete, supporto a doppia posizione.



Code	Description	Packaging
LLG06494067	Pipettatore, 0,1 ... 100 mL	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

