



## Agitatore magnetico riscaldante AREX 5 Advance System, con sonda di temperatura

Velp Scientifica

AREX 5 Advance ridefinisce il concetto di agitatore magnetico riscaldante da laboratorio: massima precisione, flessibilità e facilità d'uso.

Interfaccia di facile utilizzo: pulsanti capacitivi e un pannello di controllo in vetro temperato, Navigazione senza soluzione di continuità e leggibilità da ogni angolatura.

Design elegante.

- Possibilità di impostare rampe di temperatura e velocità di agitazione;
- Timer programmabile per ottimizzare il flusso di lavoro;
- Monitoraggio delle variazioni di viscosità;
- Possibilità di scelta tra più modelli di agitazione;
- Diverse opzioni di connessione..

**Fornitura:** agitatore magnetico, ancorotta (Ø 8 x 40 mm), sonda temperatura Pt100.



| Code        | Description                                                                     | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04713182 | Agitatore magnetico riscaldante AREX 5 Advance System, con sonda di temperatura | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

