



Agitatore magnetico riscaldante AREX 5 Advance System, con sonda di temperatura, asta e morsetto

Velp Scientifica

AREX 5 Advance ridefinisce il concetto di agitatore magnetico riscaldante da laboratorio: massima precisione, flessibilità e facilità d'uso.

Interfaccia di facile utilizzo: pulsanti capacitivi e un pannello di controllo in vetro temperato, Navigazione senza soluzione di continuità e leggibilità da ogni angolatura.

Design elegante.

- Possibilità di impostare rampe di temperatura e velocità di agitazione;
- Timer programmabile per ottimizzare il flusso di lavoro;
- Monitoraggio delle variazioni di viscosità;
- Possibilità di scelta tra più modelli di agitazione;
- Diverse opzioni di connessione..

Fornitura: Agitatore magnetico, ancoretta (Ø 8 x 40 mm), sonda temperatura Pt100, asta e morsetto.



Code	Description	Packaging
LLG04713184	Agitatore magnetico riscaldante AREX 5 Advance System, con sonda di temperatura, asta e morsetto	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

