



Agitatore magnetico riscaldante AREC 7 Advance System, con piastra in ceramica, con sonda di temperatura, asta e morsetto

Velp Scientifica

Il sistema AREC 7 Advance definisce un nuovo standard tra gli agitatori magnetici riscaldanti per: precisione, versatilità, controllo intuitivo.

Presenta un'interfaccia utente all'avanguardia con pulsanti capacitivi e un pannello di controllo in vetro temperato resistente, offrendo una navigazione senza sforzo e una visibilità cristallina.

Possibilità di impostare rampe per temperatura e agitazione;

Flusso di lavoro ottimizzato grazie al timer programmabile;

Monitoraggio delle variazioni di viscosità;

Possibilità di impostare diverse modalità di agitazione;

Molteplici opzioni di connettività.

Fornitura: agitatore magnetico, ancoretta ($\varnothing$ 8 x 40 mm), sonda temperatura Pt100, asta e morsetto.



Code	Description	Packaging
LLG04713190	Agitatore magnetico riscaldante AREC 7 Advance System, con sonda di temperatura, asta e morsetto	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

