

**Bilance analitiche ABP****Kern & Sohn**

Bilance analitiche ABP. Questa nuova generazione di bilance analitiche combina il massimo livello di precisione con grandi capacità di pesata. Grazie alla nuova Generazione a Cella-Singola, il risultato di pesata viene visualizzato in una frazione di tempo rispetto ai modelli comparabili. Insieme al menu intuitivamente strutturato, ciò significa che si può lavorare in modo efficiente e rapido.

- Pad di navigazione per una navigazione superveloce attraverso i menu
- Regolazione interna automatica in caso di variazione della temperatura 1 °C o temporizzata ogni 4 ore, garantisce un alto grado di precisione e rende la bilancia indipendente dal suo posizionamento
- Il peso minimo del campione può essere memorizzato manualmente nella bilancia o calcolato automaticamente, con un messaggio di avviso quando la pesatura è inferiore a questo valore
- Aiuto per il dosaggio: è possibile selezionare la modalità ad alta stabilità e altre impostazioni del filtro
- Semplice pesatura e documentazione delle ricette con una funzione combinata tara/stampa
- Lingue del menu DE, GB
- Trasmissione automatica dei dati al PC/Stampante ogni volta che la bilancia è stabile
- Grande paravento in vetro con 3 ante scorrevoli per facile accesso degli oggetti da pesare
- Modelli DM: con Piatto di pesata multifunzione per ridurre al minimo l'effetto delle correnti d'aria nello spazio di pesata e per fissare e pesare facilmente i campioni sporgenti come carta campione, contenitori per PCR o provette per microcentrifuga

Caratteristiche

- Dimensioni esterne, paravento incluso(L x P x H): 213 x 407 x 344 mm
- Spazio di pesata (L x P x H): 166 x 156 x 220 mm
- Peso netto: 8 kg
- Alimentazione: 220 ... 240 V AC, 50 Hz

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei



interessato? Scopri come possiamo aiutarti

Code	Description	Packaging
LLG04667748	Analyt balance ABP 100-4M (max.)120 g	1 pz
LLG04667749	Analyt balance ABP 200-4M (max.) 220 g	1 pz
LLG04667750	Bilance analitiche ABP 300-4M, 320 g, Precisione 0,1 mg, Ø piastra 91mm	1 pz
LLG04667751	Bilance analitiche ABP 100-5DM, 52/120 g, Prec. 0,01/0,1 mg, Ø piastra 91mm	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG04667752	Bilance analitiche ABP 200-5DM, 102/220 g, Prec.0,01/0,1 mg, Ø piastra 91mm	1 pz
LLG06321067	Analytical balance ABP 100-5M Weighing	1 pz
LLG06321068	Analytical balance ABP 200-5M Weighing	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

