

**Provette per centrifuga, in PP, con bordo, senza tappi****BRAND**

Provette per centrifuga, in PP, con bordo, senza tappi.

- Cilindriche
- Autoclavabili (121 °C)



| Code        | Description                                                                                                                                                       | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06326924 | Provetta per centrifuga, in PP, con bordo, senza tappo, 110 ml, Max. rcf 4500 x g, dimensioni (ØxH) 40 x 120 mm, fondo rotondo, autoclavabile, colore trasparente | 20 pz     |
| LLG06328468 | Provetta da centrifuga, 10 ml, 16 x 100 mm, PP, PLASTIBRAND, fondo cilindrico, con bordo, senza tappo                                                             | 250 pz    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

