


**Pipette graduate, sierologiche, AR-GLAS®, graduazioni ambrate****BRAND**

Pipette graduate, sierologiche, AR-GLAS®, con graduazioni ambrate.
Punta a foro largo, calibrata per dispensare (TD, Ex), scolamento totale.
Diametro punta: 1 e 2 ml circa 2mm ; 5, 10 e 25 ml circa 3 mm.
Graduazioni e iscrizioni in colore ambrato ETERNA. Tratti di graduazione corti.
Adatte per riempimento con cotone.



Code	Description	Packaging
LLG06322131	Pipette graduate, sierologiche, AR-GLAS®, graduazioni ambrate, 5,0 ml, Divisione 0,1 ml, Tolleranza $\pm 0,1$ ml, Lungh. 360 mm, in vetro soda-lime, estremità per chiusura con cotone	12 pz
LLG06322132	Pipette graduate, sierologiche, AR-GLAS®, graduazioni ambrate, 10,0 ml, Divisione 0,1 ml, Tolleranza $\pm 0,2$ ml, Lungh. 360 mm, in vetro soda-lime, estremità per chiusura con cotone	12 pz
LLG06322133	Pipette graduate, sierologiche, AR-GLAS®, graduazioni ambrate, 25,0 ml, Divisione 0,1 ml, Tolleranza $\pm 0,4$ ml, Lungh. 450 mm, in vetro soda-lime, estremità per chiusura con cotone	6 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

