

**Pluviometro digitale wireless MONSUN****TFA Dostmann**

Pluviometro digitale wireless MONSUN.

- Trasmissione wireless della temperatura esterna e della quantità di pioggia con indicazione dell'andamento della temperatura;
- Visualizzazione della quantità totale di pioggia, dell'ultima ora, delle ultime 24 ore e dell'ultima pioggia con indicazione dell'ora e della data di memorizzazione;
- Rappresentazione grafica e valori storici degli ultimi 7 giorni, settimane e mesi;
- Sensore pioggia con allarme;
- Visualizzazione della temperatura interna (da -10 a 50 °C) e della temperatura esterna (da -50 a 70 °C);
- Funzione valori massimi e minimi;
- Allarme temperatura regolabile;
- Orologio con data;
- Alimentazione a batterie: 3 x 1,5 V AA (stazione base), 2 x 1,5 V AA (trasmettitore termico pioggia).

La fornitura include: stazione base, trasmettitore termico pioggia 30.3161, batterie, manuale d'uso.

- Range di misura: 0 ... 9.999 mm;
- Dimensioni (L x P x H): 94 x 25 x 122 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06523857	Pluviometro digitale wireless MONSUN	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

