

**Polarimetro automatico economico serie P3000****A. Krüss Optronic**

Polarimetro automatico economico serie P3000. Misura i campioni in pochi secondi, indipendentemente dall'angolo di rotazione, con notevole risparmio di tempo rispetto alle misurazioni fatte con i soliti polarimetri. Il P3000 opera in modo completamente automatico con un intuitivo schermo a sfioramento. I valori misurati possono essere visualizzati come angoli ottici di rotazione o in scala internazionale per gli zuccheri ICUSMA, e stampati tramite l'interfaccia di stampa. Il P3000 offre risultati imbattibili in termini economici per tutte quelle applicazioni nelle quali basta un'accuratezza della misura di 2 punti decimali.

Caratteristiche

Metodo di misura: rotazione ottica, scala zuccherina int.

Range di misura: $\pm 90^\circ$ $259^\circ Z$

Unità di misura: $\pm$ Angolo ($^\circ$, $^\circ Z$)

Risoluzione: 0.01° $0.01^\circ Z$

Accuratezza: $\pm 0.01^\circ$ $\pm 0.01^\circ Z$

Sorgente luminosa: 1 LED con filtro

Lunghezza d'onda: 589nm

Lunghezza max. del tubo: 220mm

Sensibilità: min 0.1% (OD3)

Calibrazione: automatica (guida-menù)

Display: a colori LCD 3,5"

Funzionamento: touchscreen

Interfaccia: RS-232

Alimentazione: 100-250V, 50/60 Hz

Misura temperatura: da 0 a 99.9°C

Risoluzione temperatura: $0.1^\circ C$

Accuratezza controllo temperatura: $\pm 0.2^\circ C$

Punto lettura temperatura: tubo



Code	Description	Packaging
LLG09801190	Polarimetro automatico economico serie P3000	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

