


**Portaprovette PP****ISOLAB**

Portaprovette PP. Prodotti in polipropilene ad alta densità. Grazie al loro peso, non galleggiano nei bagni ad acqua, nemmeno se l'acqua è sottoposta ad agitazione. Questi portaprovette vengono forniti smontati e si assemblano molto facilmente. Una griglia alfanumerica di riferimento, stampata sul livello superiore del rack consente una facile identificazione dei campioni. Dimensioni del rack: 250mm x 110mm x 70mm.



Code	Description	Packaging
LLG04663315	Portaprovette, PP, Per Ø 13 mm, posti 84, (LxPxH) 125x265x70 mm, blu	1 pz
LLG04663316	Portaprovette, PP, Per provette Ø 16 mm, posti 55, 265x125x70 mm, blu	1 pz
LLG04663317	Portaprovette, PP, Per prov. Ø 20 mm, posti 40, Dim. 125x265x70 mm, blu	1 pz
LLG04663318	Portaprovette, PP, Per prov. Ø 25 mm, posti 32, Dim. 125x265x90 mm, blu	1 pz
LLG04663319	Portaprovette, PP, Per prov. Ø 30 mm, posti 21, Dim. 125x265x90 mm, blu	1 pz
LLG04678588	Portaprovette, PP, Per provette Ø 18 mm, posti 55, 265 x 125 x 70 mm, blu	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

