



Blocchi riscaldanti per uniBLOCKTHERM

LLG Labware

Blocchi riscaldanti per uniBLOCKTHERM



Code	Description	Packaging
LLG06263462	Blocchi riscaldanti per bagno a secco digitale LLG-uniBLOCKTHERM, per provette per PCR 0,2 ml, fori 54, Ø foro 6,4 mm, profondità foro 15 mm, dim. (LxPxH) 95 x 150 x 50 mm	1 pz
LLG06263463	Blocchi riscaldanti per bagno a secco digitale LLG-uniBLOCKTHERM, per provette per analisi 0,5 ml, fori 40, Ø foro 8,2 mm, profondità 26,4 mm, dim. (LxPxH) 95 x 150 x 50 mm	1 pz
LLG06263464	Blocchi riscaldanti per bagno a secco digitale LLG-uniBLOCKTHERM, per provette per analisi 1,5 ml, fori 40, Ø foro 11 mm, profondità foro 34,7 mm, dim. (LxPxH) 95 x 150 x 50 mm	1 pz
LLG06263465	Blocchi riscaldanti per bagno a secco digitale LLG-uniBLOCKTHERM, per provette per analisi 2,0 ml, fori 40, Ø foro 11 mm, profondità foro 34,7 mm, dim. (LxPxH) 95 x 150 x 50 mm	1 pz
LLG06263466	Blocchi riscaldanti per bagno a secco digitale LLG-uniBLOCKTHERM, per provette da 5/15 ml, fori 28, Ø foro 17 mm, profondità foro 48 mm, dim. (LxPxH) 95 x 150 x 50 mm	1 pz
LLG06263467	Blocchi riscaldanti per bagno a secco digitale LLG-uniBLOCKTHERM, per provette da 50 ml, fori 8, Ø foro 29,8 mm, profondità 48 mm, dim. (LxPxH) 95 x 150 x 50 mm	1 pz
LLG06263468	Blocchi riscaldanti per bagno a secco digitale LLG-uniBLOCKTHERM, per micropiastre a 96/384 pozzetti, dim. (LxPxH) 95 x 150 x 50 mm	1 pz
LLG06263469	Blocchi riscaldanti per bagno a secco digitale LLG-uniBLOCKTHERM, per provette: 18 x 0,2 ml / 18 x 0,5 ml / 18 x 1,5/2,0 ml, fori 54, dim. (LxPxH) 95 x 150 x 50 mm	1 pz

