

**Beuta Erlenmeyer, in PP, graduazioni blu, con tappo a vite****ISOLAB**

Beuta Erlenmeyer, in PP, graduazioni blu, con tappo a vite.

- Realizzata in polipropilene trasparente.
- Pareti fini, base pesante e bordo rinforzato, per prevenire rottura.
- Fornita con tappo a vite in polipropilene, con ampie scanalature per facilitare la presa.
- Il particolare design dell'interno del tappo garantisce la chiusura a tenuta.



Code	Description	Packaging
LLG07970642	Beuta Erlenmeyer, 1000 ml, GL 52, in PP, graduazioni in blu, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 25 PZ O MULTIPLI DI 25 PZ	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

