

**Provette, vetro soda lime AR®, pareti spesse****Scherf Präzision**

Provette, vetro soda lime AR®, pareti spesse. Senza orlo, con fondo tondo (spessore pareti da 0.7 a 1.0 mm).



| Code        | Description                                                                                                                    | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06258821 | Provette per batteriologia, Ø 12 mm, h 75 mm, Spessore 0,7 ± 0,04 mm                                                           | 250 pz    |
| LLG06258822 | Provette per batteriologia, Ø 12 mm, h 100 mm, Spessore 0,7 ± 0,04 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 4 CONF. O MULTIPLI DI 4 CONF. | 250 pz    |
| LLG06258823 | Provette per batteriologia, Ø 14 mm, h 100 mm, Spessore 0,9 ± 0,04 mm                                                          | 250 pz    |
| LLG06258824 | Provette per batteriologia, Ø 14 mm, h 130 mm, Spessore 0,9 ± 0,04 mm                                                          | 250 pz    |
| LLG06258825 | Provette per batteriologia, Ø 16* mm, h 100 mm, Spessore 0,8 ± 0,04 mm                                                         | 250 pz    |
| LLG06258826 | Provette per batteriologia, Ø 16* mm, h 160 mm, Spessore 0,8 ± 0,04 mm                                                         | 250 pz    |
| LLG06258827 | Provette per batteriologia, Ø 18* mm, h 180 mm, Spessore 1,0 ± 0,05 mm                                                         | 250 pz    |
| LLG09190200 | Provette per batteriologia, Ø 8 mm, h 40 mm, Spessore 0,7 ± 0,03 mm                                                            | 100 pz    |
| LLG09190202 | Provette, AR-Glas®, dimensioni (ØxL) 10 x 70 mm, spessore della parete 0.9 mm                                                  | 100 pz    |
| LLG09190205 | Provette per batteriologia, Ø 10 mm, h 100 mm, Spessore 0,9 ± 0,03 mm                                                          | 100 pz    |

